

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: DUODERM™ CGF™

| PRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|-------------|--------|---|--------|---|--------|--|--------|--|--------|---|--------|---|--------|---|--------|--|--------|--|--------|--|--------|---|--------|---|
| Nombre Comercial | DuoDerm™ CGF™ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre genérico | Apósito absorbente de exudado con formación de gel hidrofílico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Registro Sanitario | 0808C2018 SSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del producto | <p>DuoDERM® CGF® con gel de fórmula controlada es un vendaje es un apósito adherente (hidrocoloide) para contacto con la herida. La masa del apósito contiene los hidrocoloides. La capa adherente contiene polímeros que aumentan la capacidad del apósito de contener el exudado de la herida al formar un gel cohesivo. El apósito autoadherente absorbe los fluidos de la herida y proporciona un ambiente húmedo que es compatible con el proceso de cicatrización del cuerpo y ayuda a la eliminación de material innecesario de la herida (desbridamiento autolítico) sin dañar el tejido nuevo.</p> <p>DuoDerm CGF con gel de fórmula controlada es un vendaje se puede usar solo o en combinación con otros productos para el cuidado de heridas, según lo indique su profesional de atención médica.</p> <p>DuoDerm CGF con gel de fórmula controlada es un vendaje actúa como una barrera para proteger la herida contra contaminación bacteriana, viral u otra contaminación externa. Se ha mostrado en experimentos de laboratorio que el apósito bloquea el paso de bacterias y virus incluyendo el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH-1) y que al mismo tiempo permanece intacto y sin fugas.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicación de uso | Puede usarse solo o en combinación con otros productos para el cuidado de heridas simples, superficiales abrasiones menores, cortes menores, quemaduras menores, úlceras dérmicas, incluyendo heridas de espesor completo, heridas quirúrgicas (postoperatorias, lugares de donación, excisiones dermatológicas), quemaduras de primer y segundo grado. Heridas traumáticas DUODERM™ CGF™ minimiza el potencia de exposición a agentes nosocomiales o infecciosos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentaciones y/o modelos | <p>Caja con 1 a 20 piezas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>187643</td> <td>DuoDerm CGF 6 in. X 8 in. / 15 cm x 20 cm</td> </tr> <tr> <td>187644</td> <td>DuoDerm CGF 8in. X 12 in. / 20 cm x 30 cm</td> </tr> <tr> <td>187660</td> <td>DuoDerm CGF 4in. X 4 in. / 10 cm x 10 cm</td> </tr> <tr> <td>187662</td> <td>DuoDerm CGF 8in. X 8 in. / 20 cm x 30 cm</td> </tr> <tr> <td>187971</td> <td>DuoDerm CGF Border 4in. X 4 in. / 10 cm x 10 cm</td> </tr> <tr> <td>187973</td> <td>DuoDerm CGF Border 4in. X 5 in. / 10 cm x 13 cm</td> </tr> <tr> <td>187974</td> <td>DuoDerm CGF Border 6in. X 7 in. / 15 cm x 18 cm</td> </tr> <tr> <td>187661</td> <td>DuoDerm CGF 6in. X 6in / 15 cm x 15 cm</td> </tr> <tr> <td>187658</td> <td>DuoDerm CGF 4in. X 4 in. / 10 cm x 10 cm</td> </tr> <tr> <td>187659</td> <td>DuoDerm CGF 6in. X 6 in. / 15 cm x 15 cm</td> </tr> <tr> <td>187970</td> <td>DuoDerm CGF Border 2.5in. X 2.5 in. / 6 cm x 6 cm</td> </tr> <tr> <td>187972</td> <td>DuoDerm CGF Border 6in. X 6 in. / 15 cm x 15 cm</td> </tr> </tbody> </table> | Ref | Descripción | 187643 | DuoDerm CGF 6 in. X 8 in. / 15 cm x 20 cm | 187644 | DuoDerm CGF 8in. X 12 in. / 20 cm x 30 cm | 187660 | DuoDerm CGF 4in. X 4 in. / 10 cm x 10 cm | 187662 | DuoDerm CGF 8in. X 8 in. / 20 cm x 30 cm | 187971 | DuoDerm CGF Border 4in. X 4 in. / 10 cm x 10 cm | 187973 | DuoDerm CGF Border 4in. X 5 in. / 10 cm x 13 cm | 187974 | DuoDerm CGF Border 6in. X 7 in. / 15 cm x 18 cm | 187661 | DuoDerm CGF 6in. X 6in / 15 cm x 15 cm | 187658 | DuoDerm CGF 4in. X 4 in. / 10 cm x 10 cm | 187659 | DuoDerm CGF 6in. X 6 in. / 15 cm x 15 cm | 187970 | DuoDerm CGF Border 2.5in. X 2.5 in. / 6 cm x 6 cm | 187972 | DuoDerm CGF Border 6in. X 6 in. / 15 cm x 15 cm |
| Ref | Descripción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187643 | DuoDerm CGF 6 in. X 8 in. / 15 cm x 20 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187644 | DuoDerm CGF 8in. X 12 in. / 20 cm x 30 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187660 | DuoDerm CGF 4in. X 4 in. / 10 cm x 10 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187662 | DuoDerm CGF 8in. X 8 in. / 20 cm x 30 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187971 | DuoDerm CGF Border 4in. X 4 in. / 10 cm x 10 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187973 | DuoDerm CGF Border 4in. X 5 in. / 10 cm x 13 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187974 | DuoDerm CGF Border 6in. X 7 in. / 15 cm x 18 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187661 | DuoDerm CGF 6in. X 6in / 15 cm x 15 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187658 | DuoDerm CGF 4in. X 4 in. / 10 cm x 10 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187659 | DuoDerm CGF 6in. X 6 in. / 15 cm x 15 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187970 | DuoDerm CGF Border 2.5in. X 2.5 in. / 6 cm x 6 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187972 | DuoDerm CGF Border 6in. X 6 in. / 15 cm x 15 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fabricante(s) | <p>Fabricado por: ConvaTec Dominican Republic, Inc. Carretera Sánchez, Km. 18.5, Parque Industrial Itabo, S.A., Edificio 8A Haina, San Cristóbal, 91000, República Dominicana.</p> <p>Fabricado para: ConvaTec Limited First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire CH5 2NU, Reino Unido.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| País de origen | República Dominicana / Reino Unido | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| Composición y/o ingredientes del producto | Peliculada laminada de poliuretano Carboximetil Celulosa Sódica Pectina USP Gelatina. |
| Caducidad (si aplica) | 5 años |
| Método de esterilización (si aplica) | Radiación Gamma |
| Condiciones de almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. Evite la refrigeración o exposición a alta humedad. |
| Empaque Primario y secundario | Empaque primario: Blíster con película de polietileno tereftalato glicol (PETG) y bolsa chevron con película de poliéster/polietileno sellado al papel protector. Empaque secundario: Caja de cartón. |
| Imagen |  |